


Panvisus Rondo



F.I.S.O.
Fabbrica Italiana Strumenti Oftalmici

Panvisus Rondo



Pannello comandi per strumenti e poltrona
Control panel for instruments and chair.



Braccio autobilanciato sistema F.I.S.O., regolabile per tutti i forotteri.
Phoropter arm with counterbalancing mechanism by F.I.S.O., adjustable for all phoropters.



Allargamento antipolvere per oftalmoscopia e skiascopia.
Anti-dust foldaway drawer for ophthalmoscope and skiascope.



Meccanismo per pianale a delta per il perfetto centraggio degli strumenti.
Device for delta table top for perfectly centring instruments.



Panvisus Rondo con pianale a delta per due strumenti e poltrona Prima.

Panvisus Rondo with delta table top for two instruments and Prima chair.

PANVISUS RONDO è un riunito oftalmico che viene fabbricato da molti anni e, per le sue qualità tecniche e di eleganza, ottiene sempre grande successo.

PANVISUS RONDO viene offerto sia con pianale a traslazione che con pianale a delta per due strumenti. Entrambe le versioni sono disponibili anche a posizioni di lavoro invertite.

PANVISUS RONDO viene fornito di serie in colore grigio chiaro goffrato oppure, su richiesta, in tutti i colori del campionario F.I.S.O.

PANVISUS RONDO può essere fornito con tutta la gamma di poltrone F.I.S.O. (sei modelli) con i rivestimenti previsti nel campionario F.I.S.O.

The PANVISUS RONDO is an ophthalmic unit that has been manufactured for many years and has always had a great success due to its elegance and technical features.

The PANVISUS RONDO is equipped with either a sliding table top or a delta table top for two instruments. Left-handed versions are also available.

The PANVISUS RONDO usually comes with a light grey finish or, on request, in any colours shown in the F.I.S.O.'s pattern-book.

The PANVISUS RONDO is available in six different chair models, with all upholstery colours contained in F.I.S.O.'s pattern-book.



Poltrona Gloria chair



Poltrona Liberty chair



Poltrona Sonne chair



Poltrona Alles chair



Poltrona Doctor chair

Caratteristiche e corredo standard:

Pianale a traslazione per due strumenti • Poltrona mod. Prima ad elevazione elettrica con rivestimento in skai grigio forellato o nero
• Trasformatore per alimentazione strumenti
• Lampada a luce alogena • Supporto per proiettore regolabile in altezza e direzione • Allargamento antipolvere per oftalmoscopia e skiascopia • Vernice goffrata colore grigio chiaro.

Features and standard equipment:


Sliding table top for two instruments • Prima chair with electrical height adjustment with either black or grey dotted skai upholstery • Transformer for instrument power supply • Overhead lamp with halogen bulb • Chart projector support, adjustable in both height and direction • Anti-dust foldaway drawer for ophthalmoscope and skiascope • Light grey finish.

Accessori e versioni speciali:

Braccio autobilanciato per forottero sistema F.I.S.O. • Appoggiatesta ribaltabile per poltrona mod. Prima
• Pianale a delta per due strumenti • Meccanismo per pianale a delta per il perfetto centraggio degli strumenti • Lampada a luce alogena con regolatore di intensità • Versione con colonna a poltrona in posizioni invertite • Tutti i colori di vernice e rivestimento poltrone previsti nei campionari F.I.S.O.

Accessories and special versions:

Phoropter arm with counterbalancing mechanism by F.I.S.O. • Tip-up foot rest for Prima chair • Delta table top for two instruments • Mechanism for delta table top for the perfect centring of the instruments • Overhead lamp with halogen bulb with adjustable light intensity • Left-handed version • All colours of both finish and chair upholstery contained in F.I.S.O.'s pattern-book.



F.I.S.O.

Via IV Novembre 118 - 21058 Sallibiate Olona (VA) - Italy - Tel. +39 0331 640979 - Fax +39 0331 640988 - info.fiso@libero.it - www.fiso.info